


製品仕様書

ブランド名 SensoScientific 社
製品名 Ultra-Low RTD Temperature Probe
型式 * パーツ番号参照



主要機能：

防水ケーブル	サーマルバッファーに対応
504 ステンレススチール	フラットワイヤーケーブル
M8 コネクター	SNAP 校正の利便性
A2LA 認定校正	NIST トレーサブル
産業グレードの金属製ファスナー	15.24m まで延長可能
SensoScientific デバイスとの互換性	デジタル校正証明書

技術仕様：

温度範囲	-80～+50 °C
標準校正ポイント	-10～+50 °C
精度	±0.5 °C
寸法	H 91.5 x D 7 mm
ケーブル長	3.05 m,

(上記は 2024 年 1 月時点の情報です。)

パーツ番号：

RTD10-L	RTD 温度プローブ (-80°C～50°C) ケーブル長 3.05 m
---------	--------------------------------------